

# Procédure de nettoyage et de désinfection des lits médicalisés

EHPAD – MAS – FAM

**Référence :** Procédure de bionettoyage des dispositifs médicaux non critiques

**Application :** Personnel soignant, ASH, agents logistiques, personnel d'entretien

**Matériel concerné :** Lits médicalisés électriques ou mécaniques, barrières de lit, potences, panneaux de tête et de pied de lit, télécommandes et accessoires associés.

## 1. Objectif

Garantir un niveau d'hygiène adapté des lits médicalisés afin de :

- Prévenir les infections associées aux soins (IAS).
- Limiter les contaminations croisées entre résidents.
- Assurer la sécurité des usagers et des professionnels.
- Maintenir le matériel en bon état conformément aux recommandations du fabricant.
- Répondre aux exigences de la HAS et aux bonnes pratiques de bionettoyage.

## 2. Champ d'application

Cette procédure s'applique :

- Après chaque changement de résident.
- Après toute souillure visible.
- Après un décès avant réattribution du lit.
- Selon le plan de bionettoyage de l'établissement.
- Aux lits revenant d'une hospitalisation ou d'une situation d'isolement infectieux.

## 3. Responsabilités

### Personnel soignant

- Signaler toute souillure ou contamination.
- Réaliser l'entretien courant selon l'organisation de l'établissement.

### Techniciens de surface / agents de bionettoyage

- Effectuer le nettoyage-désinfection selon la présente procédure.
- Assurer la traçabilité des opérations.

### Encadrement

- Veiller à la disponibilité des produits et matériels.
- Contrôler l'application de la procédure.
- Former les professionnels.

## 4. Équipements de protection individuelle (EPI)

Avant toute intervention :

- Friction hydroalcoolique des mains.
- Gants à usage unique.
- Surblouse ou tablier de protection si risque de projection.
- Lunettes de protection en cas de souillure importante.

## 5. Matériel nécessaire

- Lavettes microfibres propres.
- Brosse souple.
- Détergent-désinfectant de surface répondant aux normes :
  - EN 13727 (bactéricide)
  - EN 13624 (levuricide)
  - EN 14476 (virucide) lorsque nécessaire
- Lingettes désinfectantes (si prévues dans le protocole).
- Sac pour déchets.
- Fiche de traçabilité.

## 6. Fréquence d'entretien

| Situation                                  | Fréquence                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lit attribué à un résident                 | Entretien hebdomadaire minimum            |
| Zones de contact (barrières, télécommande) | Quotidien                                 |
| Changement de résident                     | Entre chaque occupant                     |
| Retour d'hospitalisation                   | Avant remise en service                   |
| Fin d'isolement infectieux                 | Désinfection complète                     |
| Souillure biologique                       | Immédiatement                             |
| Après décès                                | Désinfection complète avant réutilisation |

## 7. Principes généraux

Respecter les règles du bionettoyage :

- Du propre vers le sale.
- Du haut vers le bas.
- De l'intérieur vers l'extérieur.
- Une lavette propre par lit.
- Respect du temps de contact du produit.

**Ne jamais désinfecter une surface sale sans nettoyage préalable.**

## 8. Procédure opératoire

### Étape 1 : Préparation

1. Réaliser une hygiène des mains à l'aide du gel hydroalcoolique.
  2. Mettre les équipements de protection nécessaires.
  3. Retirer le linge de lit et l'évacuer selon la procédure linge.
  4. Débrancher le lit si nécessaire conformément aux recommandations du fabricant.
  5. Retirer les accessoires amovibles (potence, relève-buste amovible)
  6. Positionner le lit à hauteur ergonomique.
  7. Vérifier l'état général du matériel.
- 

### Étape 2 : Nettoyage

**Procéder du plus propre vers le plus sale.**

**Traiter successivement :**

1. Potence et poignée de maintien.
2. Panneau de tête de lit.
3. Panneau de pied de lit.
4. Barrières latérales.
5. Télécommande.
6. Sommier et parties articulées accessibles.
7. Structure et châssis.
8. Commandes intégrées.
9. Piètement.
10. Roues et freins.

#### **Méthode :**

1. Imprégner la lavette avec le produit détergent.
2. Nettoyer par essuyage méthodique.
3. Réaliser une action mécanique adaptée lavette microfibre, chiffon ou brosse souple pour les zones encrassées).
4. Changer de face de lavette si nécessaire.
5. Éliminer toute salissure visible.

## Étape 3 : Désinfection

Appliquer le détergent-désinfectant ou le désinfectant sur les surfaces propres.

### Ordre de traitement

1. Potence et poignée.
2. Panneau de tête.
3. Panneau de pied.
4. Barrières.
5. Télécommande.
6. Sommier.
7. Structure et châssis.
8. Commandes.
9. Piètement.
10. Roues et freins.

→ Respecter le temps de contact indiqué par le fabricant du produit.

→ Ne pas essuyer avant la fin du temps de contact sauf indication contraire.

---

## Étape 4 : Séchage

- Laisser sécher à l'air libre.
- Vérifier l'absence de résidus.
- Retirer les gants.
- Réaliser une hygiène des mains.
- Remonter les accessoires propres.
- Réinstaller le linge propre ou remettre le lit à disposition.

---

## Étape 5 : Contrôle

Vérifier :

- Propreté visuelle.
- Absence de souillures.
- Fonctionnement des commandes électriques.
- Fonctionnement des barrières.
- Fonctionnement des freins.
- État des roues.
- Intégrité des revêtements et composants.

## 9. Conduite à tenir en cas de souillure biologique

En présence de :

- Sang ;
- Urines ;
- Selles ;
- Vomissements ;
- Sécrétions biologiques.

1. Mettre des gants.
  2. Absorber les matières organiques.
  3. Éliminer les déchets selon la procédure interne.
  4. Nettoyer la zone souillée.
  5. Désinfecter avec le produit adapté.
  6. Respecter le temps de contact.
  7. Tracer l'intervention.
- 

## 10. Précautions particulières

### Lits électriques

- Débrancher l'alimentation avant intervention lorsque cela est possible.
- Ne jamais pulvériser directement sur les moteurs, vérins, prises ou boîtiers électriques.
- Utiliser une lavette légèrement imprégnée.
- Respecter les préconisations du constructeur.

### Télécommandes et commandes intégrées

- Nettoyer et désinfecter quotidiennement.
- Porter une attention particulière aux boutons fréquemment manipulés.

### Matelas et housses de protection

- Appliquer la procédure spécifique de nettoyage-désinfection des matelas.
- Vérifier l'intégrité des housses.
- Remplacer toute housse déchirée ou non étanche.

### En cas d'isolement infectieux

Appliquer le protocole renforcé défini par l'établissement et les recommandations de l'équipe opérationnelle d'hygiène.

## 11. Traçabilité

Enregistrer :

- Date et heure.
  - Identifiant du fauteuil.
  - Nom de l'opérateur.
  - Produit utilisé.
  - Observations éventuelles.
  - Signature.
- 

## Points de vigilance

- Respecter systématiquement le temps de contact des produits.
  - Ne jamais désinfecter une surface visiblement sale sans nettoyage préalable.
  - Insister sur les zones fréquemment touchées : barrières, télécommandes, panneaux de lit et commandes.
  - Vérifier la compatibilité des produits avec les matériaux du lit.
  - Contrôler régulièrement l'état des barrières, roues et freins.
- 

## Documents de référence

- Recommandations HAS relatives à la prévention du risque infectieux en établissements médico-sociaux.
  - Recommandations SF2H / HCSP sur le bionettoyage.
  - Notices d'entretien des fabricants de lits médicalisés.
  - Plan de maîtrise du risque infectieux de l'établissement.
- 

## Exemple de protocole simplifié utilisable en EHPAD/MAS/FAM

1. Retirer le linge et les accessoires amovibles.
2. Nettoyer l'ensemble du lit avec une lavette microfibre imprégnée de détergent.
3. Insister sur les barrières, télécommande, panneaux de lit, freins et roues.
4. Appliquer un détergent-désinfectant ou un désinfectant sur les surfaces propres.
5. Respecter le temps de contact.
6. Laisser sécher.
7. Retirer les gants.
8. Réaliser une friction hydroalcoolique.
9. Tracer l'opération sur la fiche de suivi du matériel.