

Procédure de nettoyage et de désinfection des matelas à air NAUSIFLOW 2S et QUATTRO

EHPAD – MAS – FAM

Référence : Procédure de bionettoyage des dispositifs médicaux non critiques et supports thérapeutiques de prévention des escarres.

Application : Personnel soignant, ASH, agents logistiques, personnel d'entretien, prestataires biomédicaux.

Matériel concerné :

- Matelas à air dynamique NAUSIFLOW 2S.
- Matelas à air dynamique NAUSIFLOW QUATTRO.

1. Objectif

Garantir un niveau d'hygiène adapté des matelas thérapeutiques afin de :

- Prévenir les infections associées aux soins (IAS).
- Limiter les contaminations croisées entre résidents.
- Assurer la sécurité des usagers et des professionnels.
- Maintenir les performances thérapeutiques du dispositif.
- Préserver l'intégrité des housses, cellules et compresseurs.
- Répondre aux recommandations HAS et aux bonnes pratiques de bionettoyage.

2. Champ d'application

Cette procédure s'applique :

- Après chaque changement de résident.
- Après toute souillure visible.
- Après un décès.
- Avant stockage du matériel.
- Après retour d'hospitalisation.
- Après une situation d'isolement infectieux.
- Selon le plan de bionettoyage de l'établissement.

3. Responsabilités

Personnel soignant :

- Signaler toute souillure ou contamination.
- Retirer le linge de lit.
- Vérifier l'état apparent du matelas.

Agents de bionettoyage :

- Réaliser le nettoyage-désinfection selon la présente procédure.
- Assurer la traçabilité.

Encadrement :

- Vérifier l'application de la procédure.
 - Organiser la formation des professionnels.
 - Contrôler la disponibilité des produits.
-

4. Équipements de protection individuelle (EPI)

Avant toute intervention :

- Friction hydroalcoolique des mains.
 - Gants à usage unique.
 - Surblouse ou tablier de protection.
 - Lunettes de protection en cas de souillure importante.
-

5. Matériel nécessaire

- Lavettes microfibres propres.
- Détergent-désinfectant de surface conforme :
 - EN 13727 (bactéricide)
 - EN 13624 (levuricide)
 - EN 14476 (virucide)
- Lingettes désinfectantes compatibles.
- Sac déchets.
- Fiche de traçabilité.

Produits interdits :

- Produits abrasifs.
 - Solvants agressifs.
 - Produits susceptibles d'altérer les housses imperméables ou les revêtements PU.
(DHG)
-

6. Fréquence d'entretien

Situation	Fréquence
Matelas attribué à un résident	Entretien hebdomadaire minimum et dès souillure
Housse et zones de contact	Quotidien
Changement de résident	Désinfection complète
Retour d'hospitalisation	Désinfection complète
Fin d'isolement infectieux	Désinfection complète
Souillure biologique	Immédiatement
Avant stockage	Désinfection complète

7. Principes généraux

Respecter les règles du bionettoyage :

- Du propre vers le sale.
- Du haut vers le bas.
- Une lavette propre par matelas.
- Respect du temps de contact du produit.

Ne jamais désinfecter une surface sale sans nettoyage préalable.

8. Procédure opératoire

Étape 1 : Préparation

1. Réaliser une hygiène des mains.
2. Mettre les EPI.
3. Retirer le linge du lit.
4. Débrancher le compresseur.
5. Vérifier l'intégrité de la housse.
6. Contrôler les tuyaux d'air et raccords.
7. Installer le matériel dans une zone dédiée.

Étape 2 : Nettoyage

Traiter successivement :

1. Compresseur.
2. Cordon électrique.
3. Commandes et boutons.
4. Tuyaux d'alimentation.
5. Dessus de housse.
6. Côtés de housse.
7. Dessous de housse.
8. Fermetures et poignées.
9. Cellules pneumatiques accessibles (si démontage prévu par le fabricant).

Méthode

1. Imprégner une lavette avec le produit détergent.
 2. Nettoyer par essuyage méthodique.
 3. Insister sur les zones fréquemment manipulées.
 4. Changer de face de lavette si nécessaire.
 5. Éliminer toute souillure visible.
-

Étape 3 : Désinfection

Appliquer le détergent-désinfectant sur les surfaces propres.

Ordre de traitement

1. Compresseur.
2. Télécommandes ou commandes.
3. Tuyaux d'air.
4. Housse supérieure.
5. Housse latérale.
6. Housse inférieure.
7. Cellules accessibles.

→ Respecter le temps de contact recommandé par le fabricant du produit.

→ Ne pas essuyer avant la fin du temps de contact sauf indication contraire.

Étape 4 : Séchage

- Laisser sécher à l'air libre.
 - Vérifier l'absence de résidus.
 - Vérifier l'absence d'humidité dans les raccords pneumatiques.
 - Retirer les gants.
 - Réaliser une hygiène des mains.
 - Rebrancher le système si nécessaire.
-

Étape 5 : Contrôle

Vérifier :

- Propreté visuelle.
 - Absence de souillures.
 - État de la housse.
 - Fermeture éclair fonctionnelle.
 - État des cellules pneumatiques.
 - Bon fonctionnement du compresseur.
 - Absence d'alarme technique.
 - État du filtre à air du compresseur.
-

9. Conduite à tenir en cas de souillure biologique

En présence de :

- Sang ;
 - Urines ;
 - Selles ;
 - Vomissements ;
 - Sécrétions biologiques.
1. Mettre des gants.
 2. Absorber les matières organiques.
 3. Éliminer les déchets selon la procédure interne.
 4. Nettoyer la zone souillée.
 5. Désinfecter avec le produit adapté.
 6. Respecter le temps de contact.
 7. Tracer l'intervention.

10. Précautions particulières

Compresseurs NAUSIFLOW 2S et QUATTRO

- Toujours débrancher avant nettoyage.
- Ne jamais immerger le compresseur.
- Ne jamais pulvériser directement sur les composants électriques.
- Utiliser une lavette légèrement imprégnée.
- Contrôler régulièrement le filtre à air. ([ManualsLib](#))

Housses intégrales

- Vérifier l'intégrité de l'enduction imperméable.
- Contrôler l'absence de déchirure.
- Remplacer toute housse détériorée.

Les housses des systèmes NAUSIFLOW sont conçues pour être déhoussables afin de faciliter l'entretien. (madpharma.fr)

Cellules pneumatiques

- Vérifier l'absence de fuite.
- Contrôler les raccordements.
- Respecter les préconisations du fabricant avant tout démontage.

Isolement infectieux

Appliquer le protocole renforcé défini par l'établissement et les recommandations de l'équipe opérationnelle d'hygiène.

11. Traçabilité

Enregistrer :

- Date et heure.
- Identifiant du fauteuil.
- Nom de l'opérateur.
- Produit utilisé.
- Observations éventuelles.
- Signature.

Points de vigilance

- Respecter systématiquement le temps de contact.
 - Ne jamais désinfecter une surface sale.
 - Contrôler systématiquement :
 - Housse
 - Cellules
 - Tuyaux
 - Compresseur
 - Filtre
 - Alimentation électrique.
 - Vérifier le bon fonctionnement thérapeutique du système après remise en service.
-

Documents de référence

- Recommandations HAS relatives à la prévention du risque infectieux.
 - Recommandations SF2H / HCSP relatives au bionettoyage.
 - Notices NAUSIFLOW 2S et NAUSIFLOW QUATTRO.
 - Plan de maîtrise du risque infectieux de l'établissement. ([ManualsLib](#))
-

Exemple de protocole simplifié utilisable en EHPAD/MAS/FAM

1. Débrancher le compresseur.
2. Retirer le linge de lit.
3. Nettoyer la housse, les tuyaux et le compresseur avec une lavette microfibre imprégnée de détergent.
4. Appliquer un détergent-désinfectant sur l'ensemble des surfaces propres.
5. Respecter le temps de contact.
6. Laisser sécher complètement.
7. Contrôler l'état de la housse, du filtre et des raccords.
8. Réaliser une friction hydroalcoolique.
9. Tracer l'opération sur la fiche de suivi du matériel.