

Procédure de nettoyage et de désinfection des soulève-personnes et verticalisateurs

EHPAD – MAS – FAM

Référence : Procédure de bionettoyage des dispositifs médicaux non critiques

Application : Personnel soignant, ASH, agents logistiques, personnel d'entretien

Matériel concerné : Soulève-personnes mobiles ou électriques, verticalisateurs, harnais, sangles, commandes, poignées, châssis, roues et accessoires associés.

1. Objectif

Garantir un niveau d'hygiène adapté des soulève-personnes et verticalisateurs afin de :

- Prévenir les infections associées aux soins (IAS).
- Limiter les contaminations croisées entre résidents.
- Assurer la sécurité des usagers et des professionnels.
- Maintenir le matériel en bon état conformément aux recommandations du fabricant.
- Répondre aux exigences de la HAS et aux bonnes pratiques de bionettoyage.

2. Champ d'application

Cette procédure s'applique :

- Après chaque changement d'utilisateur.
- Après toute souillure visible.
- Avant stockage du matériel.
- Selon le plan de bionettoyage de l'établissement.
- Aux matériels revenant d'une hospitalisation ou d'une situation d'isolement infectieux.
- Après un transport ou un transfert présentant un risque de contamination.

3. Responsabilités

Personnel soignant

- Signaler toute souillure ou contamination.
- Retirer les accessoires amovibles si nécessaire.
- Vérifier l'état général du matériel avant utilisation.

Techniciens de surface / agents de bionettoyage

- Effectuer le nettoyage-désinfection selon la présente procédure.
- Assurer la traçabilité des opérations.

Encadrement

- Veiller à la disponibilité des produits et matériels.
- Contrôler l'application de la procédure.
- Former les professionnels.

4. Équipements de protection individuelle (EPI)

Avant toute intervention :

- Friction hydroalcoolique des mains.
- Gants à usage unique.
- Surblouse ou tablier de protection si risque de projection.
- Lunettes de protection en cas de souillure importante.

5. Matériel nécessaire

- Lavettes microfibres propres.
- Brosse souple.
- Détergent-désinfectant de surface répondant aux normes :
 - EN 13727 (bactéricide)
 - EN 13624 (levuricide)
 - EN 14476 (virucide) lorsque nécessaire
- Lingettes désinfectantes (si prévues dans le protocole).
- Sac pour déchets.
- Fiche de traçabilité.

6. Fréquence d'entretien

Situation	Fréquence
Matériel attribué à un résident	Entretien hebdomadaire minimum et dès souillure
Zones de contact (poignées, télécommande)	Quotidien
Matériel partagé	Entre chaque utilisateur
Retour d'hospitalisation	Avant remise en service
Fin d'isolement infectieux	Désinfection complète
Souillure biologique	Immédiatement

7. Principes généraux

Respecter les règles du bionettoyage :

- Du propre vers le sale.
- Du haut vers le bas.
- De l'intérieur vers l'extérieur.
- Une lavette propre par appareil.
- Respect du temps de contact du produit.

Ne jamais désinfecter une surface sale sans nettoyage préalable.

8. Procédure opératoire

Étape 1 : Préparation

1. Réaliser une hygiène des mains à l'aide du gel hydroalcoolique.
 2. Mettre les équipements de protection nécessaires.
 3. Stationner l'appareil dans une zone dédiée.
 4. Couper l'alimentation électrique si nécessaire.
 5. Retirer la sangle ou les accessoires amovibles.
 6. Vérifier l'état général du matériel.
-

Étape 2 : Nettoyage

Procéder du plus propre vers le plus sale.

Traiter successivement :

Soulève-personne :

1. Poignées de poussée.
2. Flèche de levage.
3. Crochet ou système d'accrochage.
4. Commandes et télécommande.
5. Mât.
6. Bras d'écartement.
7. Châssis.
8. Roues et freins.

Verticalisateur :

1. Poignées de maintien.
2. Appui-genoux.
3. Ceinture ou système de maintien.
4. Commandes et télécommande.
5. Mât.
6. Plateau repose-pieds.
7. Châssis.
8. Roues et freins.

Méthode :

1. Imprégner la lavette avec le produit détergent.
2. Nettoyer par essuyage méthodique.
3. Réaliser une action mécanique adaptée.
4. Changer de face de lavette si nécessaire.
5. Éliminer toute salissure visible.

Étape 3 : Désinfection

Appliquer le détergent-désinfectant ou le désinfectant sur les surfaces propres.

Ordre de traitement

1. Poignées.
2. Zones de contact avec le résident.
3. Commandes et télécommandes.
4. Mât et structure.
5. Châssis.
6. Roues et freins.

→ Respecter le temps de contact indiqué par le fabricant du produit.

→ Ne pas essuyer avant la fin du temps de contact sauf indication contraire.

Étape 4 : Séchage

- Laisser sécher à l'air libre.
 - Vérifier l'absence de résidus.
 - Retirer les gants.
 - Réaliser une hygiène des mains.
 - Remonter les accessoires propres.
 - Ranger le matériel dans la zone propre.
-

Étape 5 : Contrôle

Vérifier :

- Propreté visuelle.
- Absence de souillures.
- Fonctionnement des commandes.
- Fonctionnement du système de levage.
- État des roues et freins.
- Intégrité des harnais et sangles.
- Absence d'usure ou de déchirure.

9. Entretien des harnais et sangles

Après chaque utilisation

- Vérifier l'absence de souillure.
- Contrôler les coutures, attaches et boucles.

En cas de souillure

- Nettoyer conformément aux recommandations du fabricant.
- Respecter les températures de lavage préconisées.
- Sécher complètement avant réutilisation.

Contrôle périodique

- Vérifier l'absence d'usure, déchirure ou fragilisation du tissu.
 - Réformer immédiatement tout harnais ou sangle non conforme.
-

10. Conduite à tenir en cas de souillure biologique

En présence de :

- Sang ;
 - Urines ;
 - Selles ;
 - Vomissements ;
 - Sécrétions biologiques.
1. Mettre des gants.
 2. Absorber les matières organiques.
 3. Éliminer les déchets selon la procédure interne.
 4. Nettoyer la zone souillée.
 5. Désinfecter avec le produit adapté.
 6. Respecter le temps de contact.
 7. Tracer l'intervention.
-

11. Précautions particulières

Matériels électriques

- Couper l'alimentation avant intervention lorsque cela est possible.
- Ne jamais pulvériser directement sur les moteurs, batteries, boîtiers électriques ou télécommandes.
- Utiliser une lavette légèrement imprégnée.
- Respecter les préconisations du constructeur.

Télécommandes

- Nettoyer et désinfecter quotidiennement.
- Insister sur les boutons fréquemment manipulés.

Sangles

- Respecter strictement les consignes de lavage du fabricant.
- Ne jamais utiliser une sangle humide.
- Vérifier systématiquement l'intégrité du textile avant réutilisation.

En cas d'isolement infectieux

Appliquer le protocole renforcé défini par l'établissement et les recommandations de l'équipe opérationnelle d'hygiène.

12. Traçabilité

Enregistrer :

- Date et heure.
 - Identifiant du fauteuil.
 - Nom de l'opérateur.
 - Produit utilisé.
 - Observations éventuelles.
 - Signature.
-

Points de vigilance

- Respecter systématiquement le temps de contact des produits.
 - Ne jamais désinfecter une surface sale sans nettoyage préalable.
 - Insister sur les zones fréquemment touchées : poignées, télécommandes, appuis-genoux, crochets de levage et commandes.
 - Vérifier la compatibilité des produits avec les matériaux et composants électroniques.
 - Contrôler régulièrement l'état des harnais/sangles et accessoires de levage.
-

Documents de référence

- Recommandations HAS relatives à la prévention du risque infectieux en établissements médico-sociaux.
- Recommandations SF2H / HCSP sur le bionettoyage.
- Notices d'entretien des fabricants de soulève-personnes et verticalisateurs.
- Plan de maîtrise du risque infectieux de l'établissement.

Exemple de protocole simplifié utilisable en EHPAD/MAS/FAM

1. Retirer le harnais/sangle et les accessoires amovibles.
2. Nettoyer l'ensemble de l'appareil avec une lavette microfibre imprégnée de détergent.
3. Insister sur les poignées, commandes, télécommandes, appuis, crochets, roues et freins.
4. Appliquer un détergent-désinfectant ou un désinfectant sur les surfaces propres.
5. Respecter le temps de contact.
6. Laisser sécher.
7. Retirer les gants.
8. Réaliser une friction hydroalcoolique.
9. Tracer l'opération sur la fiche de suivi du matériel.